

## ULTRA PREMIUM BACKREST SUPPORT



OFUF-BLK

English, Español

### Congratulations

on your purchase of the ObusForme by HoMedics UltraForme Backrest Support.

Your backrest support contains an “S”-shaped frame that supports your back for more comfortable sitting anywhere.

### Use and Care Tips:

#### Using your ObusForme by HoMedics UltraForme Backrest Support:

1. Place your backrest as far back as possible against the back of the seat or chair where you will sit.
2. Sit back into the center of the backrest. Adjust the height of the backrest so the curve fits most comfortably into your lumbar curve (small of your back).
3. Position and lock the straps on the backrest around the back of the seat/chair at the height established in Step 2. Tighten the straps by pulling on the ends.

**Please Note:** The UltraForme backrest support may take some time to get used to. If you feel discomfort when using your backrest for the first time, it is recommended that you use it for shorter periods of time, gradually increasing your usage until you feel comfortable.

#### Cleaning your UltraForme Backrest Support:

- Wash the cover of your backrest support with a soft cloth and water. DO NOT rub excessively.
- DO NOT machine wash

The UltraForme backrest support can be used with any ObusForme by HoMedics seat for a complete and comfortable ergonomic sitting experience!

### Limited One Year Warranty

HoMedics sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of one year from the date of original purchase, except as noted below. HoMedics warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers.

To obtain warranty service on your HoMedics product, mail the product and your dated sales receipt (as proof of purchase), postpaid, to the following address:

HoMedics Consumer Relations  
Service Center Dept. 168  
3000 Pontiac Trail  
Commerce Township, MI 48390

No COD's will be accepted.

HoMedics does not authorize anyone, including, but not limited to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a Retailer or remote purchasers, to obligate HoMedics in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. HOMEDICS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND

TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE WARRANTY. NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, HOMEDICS RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of HoMedics.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from country to country. Because of individual country regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

For more information regarding our product line in the USA, please visit: [www.homedics.com](http://www.homedics.com)

**For service or repair, do not return this unit to the retailer. Contact HoMedics Consumer Relations at:**

**Mail:**  
HoMedics, Inc.  
Service Center Dept. 168  
3000 Pontiac Trail  
Commerce Township, MI  
48390

**Email:** [cservice@homedics.com](mailto:cservice@homedics.com)

**Phone:** 1-800-466-3342  
**Business Hours:** 8:30am-5pm ET  
Monday-Friday

**Distributed by**  
**HOMEDICS**<sup>®</sup>  
HoMedics, Inc.  
3000 Pontiac Trail  
Commerce Township, MI  
48390

Printed in China

## ULTRA PREMIUM BACKREST SUPPORT



OFUF-BLK

Español, English,

### Felicitaciones

por su compra del respaldo con soporte UltraForme ObusForme de HoMedics.

Su respaldo con soporte contiene un marco en forma de “S” de su espalda para sentarse más cómodamente en cualquier lugar.

### Consejos de uso y cuidado:

#### Cómo usar su respaldo con soporte UltraForme ObusForme de HoMedics:

1. Coloque su respaldo tan atrás como pueda contra el respaldo del asiento o silla donde se sentará.
2. Siéntese recostándose en el centro del respaldo. Ajuste la altura del respaldo para que la curvatura se ajuste de la forma más cómoda a su curvatura lumbar (curvatura menor de su espalda).
3. Coloque y trabe las correas del respaldo alrededor del respaldo del asiento/silla a la altura establecida en el paso 2. Ajuste las correas tirando de sus extremos.

**Atención:** puede tomar un tiempo acostumbrarse al respaldo con soporte UltraForme. Si siente molestias al usar su respaldo por primera vez, se recomienda que lo use por períodos más cortos de tiempo, aumentando el uso gradualmente hasta que se sienta cómodo.

### Cómo limpiar su respaldo con soporte UltraForme:

- Lave la funda de su respaldo con soporte con un paño suave y agua. NO la frote excesivamente.
- NO la lave a máquina.

El respaldo con soporte UltraForme puede usarse con cualquier asiento ObusForme de HoMedics para lograr una experiencia ergonómica completa y cómoda al sentarse.

### Garantía limitada por un año

HoMedics vende sus productos con la intención de que no tengan defectos de fabricación ni de mano de obra por un plazo de un año a partir de la fecha de compra original, con las siguientes excepciones. HoMedics garantiza que sus productos no tendrán defectos de material ni de mano de obra bajo condiciones de uso y servicio normales. Esta garantía se extiende únicamente a consumidores y no a distribuidores.

Para obtener servicio para su producto HoMedics, envíe por correo el producto y su recibo de compra fechado (como comprobante de compra), con franqueo pago, a la siguiente dirección:

HoMedics Consumer Relations  
Service Center Dept. 168  
3000 Pontiac Trail  
Commerce Township, MI 48390

No se aceptarán pagos contra entrega.

HoMedics no autoriza a nadie, incluyendo, pero sin limitarse a, distribuidores, posteriores consumidores compradores del producto a un distribuidor, o compradores remotos, a obligar a HoMedics de forma alguna más allá de las condiciones aquí establecidas. La garantía de este producto no cubre daños causados por uso inadecuado o abuso, accidente, conexión de accesorios no autorizados, alteración del producto, instalación inadecuada, reparaciones o modificaciones no autorizadas, uso inadecuado de la fuente de energía/electricidad, cortes de energía, caída del producto, funcionamiento incorrecto o daño de una pieza de funcionamiento debido al no cumplimiento del mantenimiento recomendado por el fabricante, daños durante el transporte, robo, descuido, vandalismo, condiciones climáticas, pérdida de uso en el período durante el cual el producto está en una instalación de reparación o a la espera de piezas o reparación, o cualquier otra condición, sin importar cual sea, que se encuentre fuera del control de HoMedics.

Esta garantía es válida únicamente si el producto es comprado y operado en el país en el cual se compró el producto. Un producto que requiera modificaciones o adaptación para habilitar su funcionamiento en cualquier país que no sea aquél para el que fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por estas modificaciones no están cubiertos bajo esta garantía.

LA GARANTÍA AQUÍ ESTABLECIDA SERÁ LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA. NO HABRÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD NI NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. HOMEDICS NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE NI ESPECIAL. BAJO NINGÚN CONCEPTO ESTA GARANTÍA REQUERIRÁ MÁS QUE LA REPARACIÓN O CAMBIO DE ALGUNA PIEZA O PIEZAS QUE SE HALLEN DEFECTUOSAS

DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA. NO SE EFECTUARÁN REEMBOLSOS. SI NO HAY PIEZAS DE REPUESTO DISPONIBLES PARA LOS MATERIALES DEFECTUOSOS, HOMEDICS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR SUSTITUCIONES EN VEZ DE REPARAR O CAMBIAR.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, embalados otra vez y/o abiertos y vueltos a cerrar, incluyendo entre otras cosas la venta de dichos productos en sitios de remate por Internet y/o la venta de dichos productos por revendedores o mayoristas. Todas y cada una de las garantías cesarán y terminarán inmediatamente con respecto a cualquier producto o pieza del mismo que estén reparados, cambiados, alterados o modificados sin el consentimiento previo explícito y por escrito de HoMedics.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted tenga derechos adicionales que pueden variar de un país a otro. Debido a las regulaciones de ciertos países, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones no se apliquen en su caso.

Por más información con respecto a nuestra línea de productos en los EE.UU., visítenos en: [www.homedics.com](http://www.homedics.com)

**Por servicio o reparación, no devuelva esta unidad al distribuidor. Póngase en contacto con Relaciones con el Consumidor de HoMedics por el:**

**Correo:**  
**HoMedics, Inc.**  
**Service Center Dept. 168**  
**3000 Pontiac Trail**  
**Commerce Township, MI**  
**48390**

**Correo electrónico:**  
**[cservice@homedics.com](mailto:cservice@homedics.com)**

**Teléfono:**  
**1-800-466-3342**  
**Horario comercial:**  
**De 8:30 a.m. a 5 p.m., Hora del Este**  
**De lunes a viernes**

**Distribuido por**  
**HOMEDICS**<sup>®</sup>  
HoMedics, Inc.  
3000 Pontiac Trail  
Commerce Township, MI  
48390

Impreso en China